




COMPONENTES NP 24°

IMPLANTES: Flex Gold NP, Flash NP, Torq NP, Ptery NP, Short NP BLT
DIÂMETROS: Ø3,5 | Ø3,75 | Ø4,0 | Ø4,3 | Ø5,0

[Voltar ao Índice](#)

Conexão Digital
Implant

exocad®



Healing Caps	Múltipla		Unitária - Múltipla	Unitária	Unitária - Múltipla		Unitária	
	MB - Multi Base	MU - Micro Unit Mini Pilar	EC - Esteticone	UMD - Universal Modular Digital	UB - UCLA Base CrCo	TiBase Small Large	TiBase S Plus Angulado	
Abutment	Ø3,8 Torque 30Ncm 230020 - 0,8mm 230021 - 1,5mm 230022 - 2,5mm 230023 - 3,5mm 230024 - 4,5mm	Ø4,8 Torque 30Ncm Solid 136211 - 1,5mm 136212 - 2,5mm 136213 - 3,5mm 132095 - 5,5mm 136123 - Linha 0 E 2 peças 136101 - 1,5mm 136102 - 2,5mm 136103 - 3,5mm Linha 0 s/ Hex 136121 - 1mm 17° 148102 - 2,5mm 148103 - 3,5mm 30° 032103 - 3,5mm 032104 - 4,5mm	Ø4,8 Torque 30Ncm 022191 - 1mm 022192 - 2mm 022193 - 3mm 17° 161192 - 2mm 161193 - 3mm 30° 033193 - 3mm 033194 - 4mm	Ø3,5 Torque 30Ncm 023020 - 0,8mm 023021 - 1,5mm 023022 - 2,5mm 023023 - 3,5mm 023024 - 4,5mm 020129 023122 - 2,5mm 023121 - 2,5mm invert	Ø3,8 Torque 30Ncm 056537 1,5mm 056540 Zero c/ Hex 056542 Zero s/ Hex	Ø3,8 Torque 30Ncm 036507 - 0,8mm 036508 - 1,5mm 036509 - 2,5mm 036510 - 3,5mm 036511 - 4,5mm 036745 - 0,8x6mm Ø4,5 Torque 30Ncm 036500 - 0,8mm 036501 - 1,5mm 036502 - 2,5mm 036503 - 3,5mm 036504 - 4,5mm 036738 - 0,8x6mm	Torque 20Ncm até 25° Angulado Plus Small 036983 - S NP 0,8mm P 036984 - S NP 1,5mm P 036985 - S NP 2,5mm P	
	Transfer Convencional (gesso)	230007 - Cônico (Mold. Fechada) 230009 - Quadrado (Mold. Aberta)	103000 - Cônico (Mold. Fechada) 094000 - Quadrado	100000 - Cônico (Mold. Fechada) 023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex) 167000 - Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)	021001 Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)	026103 (Mold. Aberta) Ø3,6mm 028103 (Mold. Fechada) Ø3,6mm 028105 (Mold. Fechada) Ø4,6mm	exocad® / inLab	
	Scan Digital SC - Peek (Curto) TS - Titânio Peek inL - inLego Peek	SC MB - 957255 inL MB - 957311	SC MU - 957253 inL MU - 957310	SC EC - 957259 c/Hex	SC UMD - 957261	SC NP - 957232 TS NP - 957287 118201	SC TBS - 957257 Small SC TBL - 957258 Large	Micro Unit Mini Pilar
	Análogos DG (Digital / Gesso)	013411	013410	013414	013412	013401	013415 Small 013416 Large	MU - inL 957267 inL MU
Parafusos	Rosca 1,6 Torque 20Ncm 230003	Rosca 1,4 Torque 20Ncm 157004 p/ Metal 158004 Fenda p/ Metal 020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia	Rosca 1,4 Torque 20Ncm 011004	Rosca 1,4 Torque 20Ncm 020016	Rosca 1,6 Torque 30Ncm 156104	MB - inL 957266 230004 230005 inL MB Ti - curto Ti - longo		
Provisórios	230006 Titânio múltiplos	159004 - Titânio múltiplos	112004 - Titânio s/ Hex múltiplos 170004 - Titânio c/ Hex unitário	109006 - Titânio Index	137104 - Titânio Index Ø4,5 137154 - Titânio Index Ø3,5 137124 Linha Zero Titânio s/ Hex	Base Digital 307025 NP Ti Cement E Rotacional		
Cilindros (copings)	055097 CrCo 230004 Ti - curto 230011 Ti Cement EX 230010 Calcinável 230005 Ti - longo	144001 - Calcinável 055096 - CrCo 144004 Ti Laser 036001 Ti Cement 144008 Ti Cement EX * Utilizar parafuso fenda	Calcinável 105001 - s/ Hex 105004 - s/ Hex 055095 - s/ Hex 055094 - c/ Hex	Calcinável c/ Hex 107413 107417 107422 Aparafusada Cimentada 4mm Cimentada 6mm	Pilar O' Ring			
	Tampas de Proteção	230002	095000	098000	099405	Barra Clips		
					TiBase S			
					TiBase L			

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Connect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - GM 16° - SL - HERD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• **SC** Scan Connect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **TS** Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **inL** Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

www.conexao.com.br/bibliotecas
Conexão - Televendas
☎ 0800 774 2630




COMPONENTES GMF 16°

IMPLANTES: Flex Gold GMF, Short GMF, Long GMF, Zigomorse GMZ
DIÂMETROS: Ø3,5 | Ø3,75 | Ø4,0 | Ø4,3 | Ø5,0

[Voltar ao Índice](#)

Conexão Digital
Implant

exocad®



Healing Caps	Múltipla		Unitária	Unitária - Múltipla		Unitária				
	MB - Multi Base	MU - Micro Unit Mini Pilar	UMD - Universal Modular Digital	UB - UCLA Base CrCo		TiBase Small Large		TiBase S Plus Angulado		
Ø3,6 124213 - 3,0mm 124215 - 5,0mm 124211 - 7,5mm Ø5,0 122213 - 3,0mm 122215 - 5,0mm 122211 - 7,5mm Ø5,0 122125 - 5,0mm Linha 0	Abutment	Ø3,8 Torque 30Ncm 230070 - 0,5mm 230071 - 1,5mm 230072 - 2,5mm 230073 - 3,5mm 230074 - 4,5mm	Ø4,8 Torque 30Ncm 136191 - 1,5mm 136192 - 2,5mm 136193 - 3,5mm 136194 - 4,5mm 136124 - Linha 0 E	020129 17° 148152 - 2mm 30° 032033 - 3mm 148153 - 3mm 032034 - 4mm	Ø3,5 Torque 30Ncm 023040 - 0,8mm 023041 - 1,5mm 023042 - 2,5mm 023043 - 3,5mm 023044 - 4,5mm	17° 023142 - 2,5mm Invert 023141	Ø3,8 Torque 30Ncm 056512 1,5mm 056513 Zero c/ Hex 056514 Zero s/ Hex	Ø3,8 Torque 30Ncm 4,7 3,5 156104 306612 - 0,8mm 306613 - 1,5mm 306614 - 2,5mm 306615 - 3,5mm 306616 - 4,5mm 306850 - 0,8x6mm	Ø4,5 Torque 30Ncm 4,7 3,5 156104 306605 - 0,8mm 306606 - 1,5mm 306607 - 2,5mm 306608 - 3,5mm 306609 - 4,5mm 306843 - 0,8x6mm	Torque 20Ncm Body 4,7 até 25° Angulado Plus Small 307088 - S GMF 0,8 P 307089 - S GMF 1,5 P 307090 - S GMF 2,5 P
Transfer Convencional (gesso)		230009 - Quadrado (Mold. Aberta) 230007 - Cônico (Mold. Fechada) 	103000 Cônico (Mold. Fechada) 094000 Quadrado (Mold. Aberta) 	021001 Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex) 	167016 (Mold. Aberta) Ø3,6mm 	167015 (Mold. Fechada) Ø3,6mm 	exocad® / inLab Unitária - Múltipla Scan inL Sirona® inLab			
Scan Digital SC - Peek (Curto) TS - Titânio Peek inL - inLego Peek	SC MB - 957255 inL MB - 957311 	SC MU - 957253 inL MU - 957310 	SC UMD - 957261 	SC GMF - 957235 TS GMF - 957290 118202 	SC TBS - 957257 Small SC TBL - 957258 Large 	Micro Unit Mini Pilar MU-in Rosca 1.4 157004 957267 inL MU 035001 Ti Cement inL				
Análogos (gesso/digital)	 013411	 013410	 013412	 013400	 013415 Small 013416 Large					
Parafusos	Rosca 1.6 Torque 20Ncm 230003 	Rosca 1.4 Torque 20Ncm 157004 p/ Metal 158004 Fenda p/ Metal 020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia 	Rosca 1.4 Torque 20Ncm 020016 	Rosca 1.6 Torque 30Ncm 156104 						
Provisórios	230006 Titânio múltiplos 	159004 Titânio múltiplos 	109006 Titânio Index 	137064 - Titânio 137244 - Titânio Linha Zero 	Base Digital 9 7 5 3,5 307027 GMF Ti Cement E Rotacional 					
Cilindros (copings)	055097 CrCo 230010 Calcinável 230004 Ti-curto 230011 Ti Cement EX 230005 Ti-longo 5 4 3 	144001 - Calcinável 055096 - CrCo Cromo-Cobalto 144004 Ti Laser 036001 Ti Cement 144008 Ti Cement EX * Utilizar parafuso fenda 5 4* 7 5 4* 	Calcinável c/ Hex 107413 107417 107422 Aparafusada Cimentada 4mm Cimentada 6mm 	Pilar O' Ring Ø4,0 Torque 30Ncm 049091 - 1mm 049092 - 2mm 049093 - 3mm 049094 - 4mm 203200 - Esp. O' Ring 203000 - Esp. Micro 208000 - Anel Esp. 207000 - Micro Anel 203300 - Cápsula O' Ring 203100 - Micro Cápsula 201000 - Anel O' Ring 202000 - Micro O' Ring		Barra Clips Ø2,0 x 25mm 200100 - Clip Reto 200200 - Clip 35graus 200300 - Clip 70graus 204000 - Barra Acrílico 400204 - Barra Titânio				
Tampas de Proteção	230002 	095000 	099405 	049091 - 1mm 049092 - 2mm 049093 - 3mm 049094 - 4mm 200100 - Clip Reto 200200 - Clip 35graus 200300 - Clip 70graus 204000 - Barra Acrílico 400204 - Barra Titânio		TiBase S Scan Body inL 957057 - Small / white 957059 - Small / grey TiBase L Scan Body inL 957058 - Large / white 957060 - Large / grey				

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Connect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - GMF 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• **SC** Scan Connect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **TS** Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **inL** Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

www.conexao.com.br/bibliotecas

Conexão - Televendas
☎ 0800 774 2630



COMPONENTES FIT 11.5°

IMPLANTES: Flex Gold FIT
DIÂMETROS: Ø3,5 | Ø3,75 | Ø4,3 | Ø5,0

[Voltar ao Índice](#)

Conexão Digital
Implant

exocad®


	Múltipla		Unitária		Unitária - Múltipla		Unitária	
	MB - Multi Base	MU - Micro Unit Mini Pilar	UMD - Universal Modular Digital		UB - UCLA Base CrCo		TiBase Small Large	TiBase S Plus Angulado
Abutment	Ø3,8 Torque 30Ncm 230025 - 0,8mm 230026 - 1,5mm 230027 - 2,5mm 230028 - 3,5mm 230029 - 4,5mm	Ø4,8 Torque 30Ncm 132091 - 1,5mm 132092 - 2,5mm 132093 - 3,5mm 132045 - 5,5mm 132090 - 0,8mm E 020139 17° 148111 - 1,5mm 148112 - 2,5mm 148113 - 3,5mm 30° 032113 - 3,5mm 032114 - 4,5mm	Ø3,5 Torque 30Ncm 023030 - 0,8mm 023031 - 1,5mm 023032 - 2,5mm 023033 - 3,5mm 023034 - 4,5mm 020139 17° 023132 - 2,5mm		Ø3,8 Torque 30Ncm 056401 1,5mm 056428 Zero c/ Hex 056427 Zero s/ Hex		Ø3,8 Torque 30Ncm 4.7 3.5 306004 *306011 Small S 306521 - 0,8mm 306522 - 1,5mm 306523 - 2,5mm * 306524 - 3,5mm * 306525 - 4,5mm 306759 - 0,8x6mm Ø4,5 Torque 20Ncm 4.7 3.5 306004 *306011 Large L 306528 - 0,8mm 306529 - 1,5mm 306530 - 2,5mm * 306531 - 3,5mm * 306532 - 4,5mm 306766 - 0,8x6mm	Torque 20Ncm Body 4,7 até 25° Angulado Plus Small 306997 - S Fit 0,8mm P 306998 - S Fit 1,5mm P 306999 - S Fit 2,5mm P 020139 Chave Plus 1,2mm
Transfer Convencional (gesso)	230009 - Quadrado (Mold. Aberta) 230007 - Cônico (Mold. Fechada)	103000 Cônico (Mold. Fechada) 094000 Quadrado (Mold. Aberta)	021001 Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)		167120 (Mold. Aberta) Ø3,6mm	167110 (Mold. Fechada) Ø3,6mm	167115 (Mold. Fechada) Ø4,6mm	exocad® / inLab Unitária - Múltipla Scan inL Sirona® inLab
Scan Digital SC - Peek (Curto) TS - Titânio Peek inL - inLego Peek	SC MB - 957255 inL MB - 957311	SC MU - 957253 inL MU - 957310	SC UMD - 957261		SC FIT - 957233 TS FIT - 957288 118204	SC TBS - 957257 Small SC TBL - 957258 Large		Micro Unit Mini Pilar MU-inL 957267 035001 Ti Cement inL
Análogos DG (Digital / Gesso)	013411	013410	013412		013402	013415 Small 013416 Large		Multi Base MB-inL 957266 230004 230005 inL MB Ti-curto Ti-longo
Parafusos	Rosca 1.6 Torque 20Ncm 230003	Rosca 1.4 Torque 20Ncm 157004 p/ Metal * 158004 Fenda p/ Metal 020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia	Rosca 1.4 Torque 20Ncm 020016		Rosca 1.8 Torque 30Ncm 306004			
Provisórios	230006 Titânio múltiplos	159004 Titânio múltiplos	109006 Titânio Index		137164 (Titânio Ø3,5) 1,5mm	Base Digital 307026 FIT Ti Cement E Rotacional		
Cilindros (copings)	055097 CrCo 230004 Ti-curto 230011 Ti Cement EX 230010 Calcinável 230005 Ti-longo	144001 - Calcinável *Utilizar parafuso fenda 055096 - CrCo 144004 Ti Laser 036001 Ti Cement 144008 Ti Cement EX	Calcinável c/ Hex 107413 Aparafusada 107417 Cimentada 4mm 107422 Cimentada 6mm		Pilar O' Ring Ø4,0 Torque 20Ncm 203200 - Esp. O' Ring 203000 - Esp. Micro 208000 - Anel Esp. 207000 - Micro Anel 203300 - Cápsula O' Ring 203100 - Micro Cápsula 201000 - Anel O' Ring 202000 - Micro O' Ring	Barra Clips Ø2,0 x 25mm 200100 - Clip Reto 200200 - Clip 35 graus 200300 - Clip 70 graus 204000 - Barra Acrílico 400204 - Barra Titânio		
Tampas de Proteção	230002	095000	099405					

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Connect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - GMF 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• **SC** Scan Connect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **TS** Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **inL** Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

www.conexao.com.br/bibliotecas

Conexão - Televendas
0800 774 2630




COMPONENTES SLIM 11.5°

IMPLANTES: Slim
DIÂMETRO: Ø2,9

[Voltar ao Índice](#)

Conexão Digital
Implant

Sonda
Gengival



Healing Caps



Ø3,5
124043 - 3,0mm
124044 - 4,0mm

	Unitária			
	UMD - Universal Modular Digital	PB - Precision Base Link	TiBase Small	TiBase S Plus Angulado
Abutment	Ø3,5 Torque 20Ncm 023090 - 0,5mm 023091 - 1,5mm 023092 - 2,5mm	Ø3,5 Torque 20Ncm 305225 - 0,8mm 305226 - 1,5mm	Ø3,8 Torque 20Ncm 306542 - 0,8mm 306543 - 1,5mm	Torque 20Ncm Angulado Plus Small 307018 - S SL 0,8mm P 307019 - S SL 1,5mm P
Transfer Convencional (gesso)	 021001 Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)	 167121 (Mold. Aberta) Ø3,6mm	 167111 (Mold. Fechada) Ø3,6mm	
Scan Digital SC - Peek (Curto) TS - Titânio Peek inL - inLego Peek	 SC UMD - 957261	 SC SL - 957234 TS SL - 957289 118203	 SC TBS - 957257 Scan Body inL 957057 - Small / white 957059 - Small / grey	
Análogos (gesso/digital)	 013412		 013419	
Parafusos	Rosca 1.4 Torque 20Ncm 020016	Rosca 1.6 Torque 30Ncm 156104		
Provisórios	 109006 - Titânio Index		 171007 Provisório	
Cilindros (copings)	Calcinável c/ Hex 107413 Aparafusada 107417 Cimentada 4mm 107422 Cimentada 6mm			
Tampas de Proteção	 099405			

* Múltipla
Multi Base Ø3,8 Torque 20Ncm 230065 - 0,5mm 230066 - 1,5mm 230067 - 2,5mm
 230007 - Cônico (Mold. Fechada) 230009 Quadrado (Mold. Aberta)
 SC MB - 957255 inL MB - 957311
 013411
Rosca 1.6 Torque 20Ncm 230003
 230006 Titânio múltiplos
 230010 Calcinável 055097 CrCo 230011 Ti Cement EX 230004 Ti-curto 230005 Ti-longo
 230002

IMPORTANTE
* Multi Base SL só deve ser utilizado em prótese múltiplas apenas para ferrolizar implantes anteriores, vizinhos e sem ponticos suspensos.



DentalCAD

Conexão
Biblioteca Digital




www.conexao.com.br/bibliotecas

Conexão - Televendas
8000 774 2630

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Connect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - GM 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• **SC** Scan Connect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **TS** Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **inL** Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.



COMPONENTES HE RD

IMPLANTES: Flex Gold HE RD, Easy Grip HE RD, Short HE RD, Zigoflat HE RD
DIÂMETROS: Ø3,5 | Ø3,75 | Ø4,0 | Ø4,3 | Ø5,0

[Voltar ao Índice](#)

		exocad [®]		exocad [®] / inLab									
		Múltipla		Unitária - Múltipla		Unitária - Múltipla		Unitária		Unitária - Múltipla			
Healing Caps		MB - Multi Base		MU - Micro Unit Mini Pilar		EC - Esteticone		UB - UCLA Base		TiBase Large			
Abutment		Ø3,8 Torque 20Ncm 230030 - 1,0mm 230031 - 2,0mm 230032 - 3,0mm 230033 - 4,0mm		Ø4,8 Torque 20Ncm Solid 132041 - 1,0mm 132042 - 2,0mm 132043 - 3,0mm 132044 - 4,0mm 2 peças 132021 - 1,0mm 132022 - 2,0mm 132023 - 3,0mm 132024 - 4,0mm 17° 148022 - 2mm 148023 - 3mm 30° 032023 - 3,0mm 032024 - 4,0mm		Ø4,8 Torque 20Ncm 220020 17° 161022 - 2,0mm 161023 - 3,0mm 30° 162023 3mm 022021 - 1,0mm 022022 - 2,0mm 022023 - 3,0mm		Ø4,5 Torque 30Ncm Ucla Calcinável Implante 056021 - acrílico c/ Hex 055021 - acrílico s/ Hex Ucla Base Cromo Cobalto 056530 - CrCo c/ Hex 056527 - CrCo s/ Hex		Ø5,0 Torque 30Ncm 4.7 3.5 119024 Large L 306549 - 0,5mm 306550 - 1,5mm 306551 - 2,5mm 306788 - 1,5x6mm		Micro Unit Mini Pilar	
										Rosca 1.4 157004			
										MU-inL 957267			
										035001 Ti Cement inL			
Transfer Convencional (gesso)		230007 - Cônico (Mold. Fechada) 230009 - Quadrado (Mold. Aberta)		103000 Cônico (Mold. Fechada) 094000 Quadrado (Mold. Aberta)		100000 - Cônico (Mold. Fechada) 023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex) 167000 - Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)		025020 (Mold. Aberta) Ø4,5mm 057020 (Mold. Fechada) Ø5,0mm		Multi Base Rosca 1.6 230003			
Scan Digital SC - Peek (Curto) TS - Titânio Peek inL - inLego Peek		SC MB - 957255 inL MB - 957311 inL MS		SC MU - 957253 inL MU - 957310 inL MU		SC EC - 957259 c/Hex		SC HE RD - 957237 TS HE RD - 957292 118212		SC TBL - 957258 Large			
Análogos DG (Digital / Gesso)		MB 013411		MU 013410		EC 013414		RD 013403		TiBase L 013416			
Parafusos		Rosca 1.6 Torque 20Ncm 230003		Rosca 1.4 Torque 20Ncm 157004 p/ Metal 158004 Fenda p/ Metal 020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia		Rosca 1.4 Torque 20Ncm 011004		Rosca 2.0 Hexagonal 119024 Quadrado Torque máximo 30Ncm 121024		957058 - Large / white 957060 - Large /grey			
Provisórios		230006 Titânio múltiplos		159004 Titânio múltiplos		112004 - Titânio s/ Hex múltiplos 170004 - Titânio c/ Hex unitário		137024 - Titânio c/ Hex unitário 008024 - Titânio s/ Hex múltiplos Base Digital 306804 HE RD Ti Cement E Rotacional		DentalCAD			
Cilindros (copings)		055097 CrCo 230010 Calcinável 230004 Ti-curto 230011 Ti Cement EX 230005 Ti-longo		144001 - Calcinável 055096 - CrCo Cromo-Cobalto 144004 Ti Laser 036001 Ti Cement 144008 Ti Cement EX * Utilizar parafuso fenda		Acrílico 105001 - s/ Hex 106001 - c/ Hex Ti Cement 105004 - s/ Hex 055034 - c/ Hex CrCo 055095 - s/ Hex 055094 - c/ Hex		Pilar O' Ring Ø4,0 Torque 30Ncm 205021 - 1,0mm 205022 - 2,0mm 205023 - 3,0mm 205024 - 4,0mm 203200 - Esp. O' Ring 203000 - Esp. Micro 208000 - Anel Esp. 207000 - Micro Anel 203300 - Cápsula O' Ring 203100 - Micro Cápsula 201000 - Anel O' Ring 202000 - Micro O' Ring		Barra Clips Ø2,0 x 25mm 200100 - Clip Reto 200200 - Clip 35graus 200300 - Clip 70graus 204000 - Barra Acrílico 400204 - Barra Titânio			
Tampas de Proteção		230002		095000		098000				Conexão Biblioteca Digital			

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Conect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - GM 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• **SC** Scan Conect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **TS** Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **inL** Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

www.conexao.com.br/bibliotecas

Conexão - Televidas
8000 774 2630



COMPONENTES HE SD

IMPLANTES: Easy Grip HE SD
DIÂMETRO: Ø3,3

[Voltar ao Índice](#)



	Múltipla	Unitária - Múltipla	Unitária - Múltipla	Unitária
Healing Caps	MU - Micro Unit	EC - Esteticone	UB - UCLA Base	TiBase Small
 Ø4,0 124083 - 3,0mm 124084 - 4,0mm 124085 - 5,5mm 124087 - 7,0mm	Abutment Ø4,8 Torque 20Ncm 132081 - 1,0mm 132082 - 2,0mm 132083 - 3,0mm 132084 - 4,0mm 220080 17° 148082 - 2,0mm 148083 - 3,0mm	Ø4,8 Torque 20Ncm 022081 - 1,0mm 022082 - 2,0mm 022083 - 3,0mm 220080 17° 097082 - 2,0mm 097083 - 3,0mm 17° c/ AR (p/ unitário) 161082 - 2,0mm 161083 - 3,0mm	Ø3,8 Torque 30Ncm Ucla calcinável implante 056081 - acrílico c/ Hex 055081 - acrílico s/ Hex Ucla Base Cromo Cobalto 056532 - CrCo c/ Hex 056524 - CrCo s/ Hex	Ø3,8 Torque 30Ncm 4.7 3.5 306002 Small (S) 306554 - 0,5mm 306555 - 1,5mm 306556 - 2,5mm 306793 - 1,5x 6mm
Transfer Convencional (gesso)	103000 - Cônico (Mold. Fechada) 094000 Quadrado (Mold. Aberta)	100000 - Cônico (Mold. Fechada) 023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex) 167000 - Quadrado c/ Hex. (Mold. Aberta)	057080 (Mold. Fechada) Ø4,0mm 118080 025080 (Mold. Aberta) Ø4,0mm	
Scan Digital SC - Peek (Curto) TS - Titânio Peek inL - inLego Peek	SC MU - 957253 inL MU - 957310	SC EC - 957259 c/Hex	TS HE SD - 957239 TS HE SD - 957293 118213	SC TBS - 957257 Small Ambiente inLab® 957057 - Small / white 957059 - Small / grey
Análogos (gesso/digital)	013410	013414	013404	013415
Parafusos	Rosca 1.4 Torque 20Ncm 157004 p/ Metal 158004 Fenda p/ Metal 020157 p/ Zircônia	Torque 20Ncm Rosca 1.4 011004 Hexágono	Rosca 1.8 119084	
Provisórios	159004	112004 - Titânio s/ Hex múltiplos 170004 - Titânio c/ Hex unitário	137084 - Titânio c/ Hex unitário 008084 - Titânio s/ Hex múltiplos	
Cilindros (copings)	055096 - CrCo Cromo-Cobalto 144001 Acrílico 144004 Ti Laser 036001 Ti Cement 035001 Ti Cement 144008 Ti Cement EX * Utilizar parafuso Fenda Ambiente inLab®	Calcinável 105001 - s/ Hex 106001 - c/ Hex Ti Cement 105004 - s/ Hex 055034 - c/ Hex CrCo 055095 - s/ Hex 055094 - c/ Hex	Pilar O' Ring Ø3,5 Torque 20Ncm 203200 - Esp. O'Ring 203000 - Esp. Micro 208000 - Anel Esp. 207000 - Micro Anel 203300 - Cápsula O' Ring 203100 - Micro Cápsula 201000 - Anel O' Ring 202000 - Micro O' Ring	Barra Clips Ø2,0 x 25mm 200100 - Clip Reto 200200 - Clip 35graus 200300 - Clip 70graus 204000 - Barra Acrílico 400204 - Barra Titânio
Tampas de Proteção	095000	098000		

COMPONENTES AR HI


IMPLANTES: Conect AR
DIÂMETRO: Ø3,75 | Ø4,0 | Ø5,0

[Voltar ao Índice](#)

Conexão Digital
Implant

exocad®

exocad® / inLab



Healing Caps	Múltipla				Unitária - Múltipla	Unitária - Múltipla	Unitária	Unitária - Múltipla
	MB - Multi Base		MU - Micro Unit Mini Pilar		EC - Esteticone	UB - UCLA Base CrCo	TiBase Large	Scan inL Sirona® inLab
	Abutment	Ø3,8 Torque 20Ncm 230050 - 0,5mm 230051 - 1,0mm 230052 - 2,0mm 230053 - 3,0mm 230054 - 4,0mm	Ø4,8 Torque 20Ncm Solid 136131 - 1,0mm 136132 - 2,0mm 136133 - 3,0mm 136134 - 4,0mm 2 peças 136071 - 1,0mm 136072 - 2,0mm 136073 - 3,0mm 136074 - 4,0mm 17° 148072 - 2,0mm 148073 - 3,0mm	Ø4,8 Torque 20Ncm 022071 - 1,0mm 022072 - 2,0mm 022073 - 3,0mm 17° 161072 - 2,0mm 161073 - 3,0mm	Ø4,5 Torque 30Ncm 056533 - CrCo c/ Hex 056526 - CrCo s/ Hex	Ø5,0 Torque 30Ncm 119094 Large L 306559 - 0,5mm 306561 - 1,5mm 306562 - 2,5mm 306799 - 1,5x6mm	Micro Unit Mini Pilar MU-in 957267 inL MU Rosca 1.4 157004 035001 Ti Cement inL	
Transfer Convencional (gesso)	230007 - Cônico (Mold. Fechada) 230009 - Quadrado (Mold. Aberta)	103000 Cônico (Mold. Fechada) 094000 Quadrado (Mold. Aberta)	100000 - Cônico (Mold. Fechada) 023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex) 167000 - Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)	125070 (Mold. Fechada) Ø5,0mm 118090 125071 (Mold. Aberta) Ø5,0mm	Multi Base MB-inL 957266 inL MB 230004 Ti-curto 230005 Ti-longo	TiBase L Scan Body inL 957058 - Large / white 957060 - Large / grey		
Scan Digital SC - Peek (Curto) TS - Titânio Peek inL - inLego Peek	SC MB - 957255 inL MB - 957311	SC MU - 957253 inL MU - 957310	SC EC - 957259 c/Hex	SC HI - 957236 TS HI - 957291 118205	SC TBL - 957258 Large			
Análogos (gesso/digital)	MB 013411	MU 013410	EC 013414	UB 013405				
Parafusos	Rosca 1.6 Torque 20Ncm 230003	Rosca 1.4 Torque 20Ncm 157004 p/ Metal 158004 Fenda p/ Metal 020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia	Rosca 1.4 Torque 20Ncm 011004	Rosca 1.8 Torque 30Ncm 119094				
Provisórios	230006 Titânio múltiplos	159004 Titânio múltiplos	112004 - Titânio s/ Hex múltiplos 170004 - Titânio c/ Hex unitário	137074 - Titânio c/ Hex unitário				
Cilindros (copings)	055097 CrCo 230010 Calcinável 230004 Ti-curto 230005 Ti-longo 230011 Ti Cement EX	144001 - Calcinável 055096 - CrCo Cromo-Cobalto 144004 Ti Laser 036001 Ti Cement 144008 Ti Cement EX *Utilizar parafuso fenda	Calcinável 105001 - s/ Hex 106001 - c/ Hex Ti Cement 105004 - s/ Hex 055034 - c/ Hex 055095 - s/ Hex 055094 - c/ Hex	Pilar O' Ring Ø4,0 Torque 30Ncm 205071 - 1,0mm 205072 - 2,0mm 205073 - 3,0mm 205074 - 4,0mm 203200 - Esp. O'Ring 203000 - Esp. Micro 208000 - Anel Esp. 207000 - Micro Anel 203300 - Cápsula O' Ring 203100 - Micro Cápsula 201000 - Anel O' Ring 202000 - Micro O' Ring	Barra Clips 200100 - Clip Reto 200200 - Clip 35graus 200300 - Clip 70graus 204000 - Barra Acrílico 400204 - Barra Titânio Ø2,0 x 25mm	DentalCAD Conexão Biblioteca Digital		
Tampas de Proteção	230002	095000	098000					

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Connect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - GM 16° - SL - HERD - HIE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• **SC** Scan Connect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **TS** Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• **inL** Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

www.conexao.com.br/bibliotecas



DentalCAD

Conexão
Biblioteca Digital

